

# onix<sup>4.4</sup>

**LA NUOVA GENERAZIONE 4.4**  
NELLE TUE MANI



**LA RIVOLUZIONE  
IN UN'APPARECCHIATURA  
A 448 KHZ  
IN ONIX**

**Rimodellamento corpo  
Regenerazione tessuti  
Effetto lifting  
Antiaging**



 **GRUPPO  
SLYOU**  
ITALIA



Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole sviluppo delle scienze applicate all'invecchiamento umano.

**Slyou Italia** da sempre attenta alla ricerca e all'innovazione, mette insieme quanto di meglio trova sul mercato, per offrire soluzioni specializzate ed efficaci alle problematiche estetiche.


## onix<sup>4.4</sup>

### 1 - Onix 4.4;

La tecnologia "Più Fisiologica" che lavora alla frequenza di 448 Khz in cui vengono riequilibrati gli scambi cellulari ionici della pompa sodio-potassio, che studi scientifici hanno dimostrato, il cui corretto funzionamento, è alla base della vita e dell'attività cellulare del nostro corpo.

### 2 - Estetica Vibrazionale;

L'innovazione nel cosmetico è legata a studi di fisica quantistica applicata all'estetica, che dimostrano l'importanza di armonizzare ogni singola cellula e organo del nostro corpo alla giusta frequenza/vibrazione. L'informazione legata all'energia nell'acqua è pressochè immediata e in soli 30 secondi si evidenzia il risultato. L'armonizzazione della funzionalità della cellula ripristina il corretto funzionamento e stato di salute della stessa ed esalta le caratteristiche e le azioni degli attivi e della tecnologia applicati in sinergia.



### 3 - Cosmeceutici Skin Clinic;

Ultima generazione cosmetica di mesoterapia virtuale, peptidi, aminoacidi, oligoelementi, vitamine e principi attivi funzionali senza nessun altro componente. Solo principi attivi ad alta concentrazione in ampolle e fiale monodose e completamente sterili, che ti permetteranno di agire intensamente nella zona da trattare, per ottenere i migliori risultati nel più breve tempo possibile.

## Perchè la frequenza 448 Khz?

- Ripristina la modulazione degli scambi cellulari ionici della pompa sodio potassio, fondamentale per la vita e la funzionalità di ogni singola cellula del nostro corpo.
- L'attivazione della pompa sodio potassio e lo sblocco dei linfonodi, influenzano l'equilibrio e il corretto funzionamento della circolazione linfatica che favorisce: un'azione decongestionante, drenante e tonificante. Influenza la cellula madre, aumentandone il numero e favorendone la differenziazione.
- Ripristina la permeabilità e il potenziale delle membrane cellulari, l'equilibrio elettrico ottimizza il recupero del tessuto mediante l'aumento dell'ossigeno e delle sostanze nutritive.
- Stimola la proliferazione e l'attività dei fibroblasti, generatori di elastina, collagene, gli cosamino-glicani e glicoproteine.
- Le proprietà dei campi elettromagnetici a 448 kHz indicano un utilizzo che favorisce la "guarigione" cutanea, la stimolazione dei processi di rigenerazione tissutale tanto da essere associato, in ambito medico, ai trattamenti pre e post operatori.
- Attiva gli enzimi che svolgono un ruolo importante nella regolazione dell'adipogenesi e stimola il processo di lipolisi favorendo la trasformazione dei trigliceridi in acido grasso e glicerolo, cioè in energia utile che il corpo può consumare rapidamente.




# Un salto nel futuro

L'ultima innovazione in fatto di apparecchiature estetiche, la tecnologia "Più fisiologica" del settore estetico derivante da un dispositivo medico con più di 20 anni di studi scientifici alle spalle, una soluzione incredibilmente versatile che ti consente di avere una ampia varietà di trattamenti in un unico dispositivo alla frequenza di 448 KHz


## La tecnologia 448kHz

permette il movimento degli ioni in un modo che equilibra il potenziale elettrico e l'attività della cellula.



## E. Neher e B. Sakmann Nobel per la Medicina, 1991

"la regolazione dei canali ionici influenzano la vita delle cellule e le loro funzioni in condizione di normalità"



- 1 - Rilevazione e sblocco dei linfonodi
- 2 - Detossinazione, drenaggio, attivazione della pompa sodio / potassio
- 3 - Stimolazione dei fusi neuro muscolari attivazione del tono muscolare
- 4 - Tonificazione muscolare e tissutale
- 5 - Rigenerazione e rivitalizzazione tissutale
- 6 - Antiaging e invecchiamento cutaneo
- 7 - Effetto lifting
- 8 - Adipocitolisi e regolazione dell'adipogenesi

## Onix 4.4

Un passo avanti nelle soluzioni estetiche all'avanguardia che rendono il tuo centro un riferimento per la qualità dei risultati.

Tecnica innocua e sicura, può essere applicata quotidianamente anche su zone delicate come il seno, gli occhi e su placche metalliche.





Tramite le conoscenze della FISICA QUANTISTICA è stato possibile realizzare la prima linea cosmetica VIBRAZIONALE.

Ogni prodotto ha, al proprio interno, un'acqua resa STRUTTURATA con delle "informazioni" epigenetiche in grado di RIGENERARE le varie strutture preposte a ricevere la VIBRAZIONE emessa.

La vibrazione è trasferita all'interno tramite i "ponti di idrogeno" ovvero si utilizza la capacità dell'acqua con struttura a trasferire le informazioni tra una molecola e l'altra, fino al raggiungimento dell'antenna target (elica del DNA) Il risultato è un "espressione genica" che determina un cambiamento.


# Trattamenti Corpo

- Rimodellamento Corpo
- Ipotonia Tissutale
- Stasi Linfatiche e Circolatorie
- Adiposità Localizzate
- Cellulite
- Smagliature
- Ipotonia Muscolare
- Cicatrici
- Contratture Muscolari
- Analgesico
- Trattamento Seno



# Trattamenti viso

- Rigenerazione dei Tessuti
- Effetto lifting
- Antiaging
- Ipotonia Tissutale
- Rughe
- Ipotonia Muscolare
- Cicatrici
- Invecchiamento cutaneo
- Rimodellamento ovale del viso
- Distretto Orbicolare e Palpebra mobile
- Occhiaie e borse oculari adipose



# onix<sup>4.4</sup>

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole sviluppo delle scienze applicate all'invecchiamento umano.

SLYOU ITALIA, da sempre attenta alla ricerca e all'innovazione, unisce in un unico progetto quanto di meglio offre il mercato, per dare soluzioni specializzate ed efficaci alle problematiche estetiche legate all'invecchiamento.

ONIX 4.4;

la tecnologia "fisiologica" che lavora alla frequenza di 448 Khz, favorendo il riequilibrio degli scambi cellulari ionici della pompa sodio-potassio, il cui corretto funzionamento, come dimostrato da studi scientifici è alla base vita e dell'attività cellulare del nostro corpo.



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza di uscita manipolo monopolare: CAP 50VA, RES 25 W

Potenza di uscita manipolo bipolare: RES 25W

Frequenza: 448 RHz

Elettrodo capacitivo Monopolare: 0 20,40,60,80mm

Elettrodo resistivo Monopolare: 0 20,40,60,80mm

Elettrodo resistivo Bipolare: 0 30mm

LED

Potenza: 3W

Longitudine dell'onda: 0 760mm



 **GRUPPO**  
**SLYOU**  
ITALIA

SLYou Italia srl  
P.zza G. Omiccioli, 95 - 00125 Roma  
Tel: +39 06.87788200  
[www.slyouitalia.it](http://www.slyouitalia.it) - [www.slyoublog.it](http://www.slyoublog.it)  
 [slyouitalia](https://www.facebook.com/slyouitalia)     [slyouitalia](https://www.instagram.com/slyouitalia)